



# Patron pour masque en tissu

Nous avons besoin de votre aide pour créer un stock de masques pour les **PROFESSIONNELS NON SOIGNANTS** de l'hôpital et préserver notre stock de masques chirurgicaux pour les soignants.



- Cette demande n'est **pas un appel au port de masque par la population.**
- Ce type de masque **ne remplace en aucun cas les précautions édictées** par le Ministère de la Santé (se laver les mains régulièrement, éternuer dans son coude, se tenir à une distance d'un mètre, etc...) et ne saurait dispenser des règles de confinement.
- L'efficacité de ce type de masque ne peut être certifiée à ce jour en l'absence d'étude.

## Matériel nécessaire :

- Chutes de tissu en coton (environ 20 cm) pour l'extérieur et la doublure intérieure
- Molleton fin ou polaire fine
- Elastique souple (2 X 30 cm)

Le masque de soins est composé de 2 couches de tissu en coton et 1 couche de molleton.

**Le patron se trouve en dernière page.**



## Pas à pas :

- **Tissu extérieur**

Découper le patron à la taille souhaitée.

Découper les pièces de tissu en coton nécessaires en respectant 1/2 cm autour du patron sauf sur le côté « oreille » (conserver 2 cm)

**Nous obtenons 2 pièces de tissu**

